


# Tri Hütherin kehittämä mikrosiruaplikaatori



- \* Valettu sinkistä ja anodisoidusta messingistä
- \* Luer-lukkomekanismi
- \* Voidaan sterilisoida autoklaavissa
- \* Viiste vapaasti suunnattavissa

Tärkein ero muihin vastaaviin tuotteisiin nähden on ruiskun hyvä hallittavuus ja se, ettei käden asentoa tarvitse muuttaa enää ihon läpäisemisen jälkeen. Potilaan kipuermot eivät ärsyntyneet eikä eläin reagoi asennukseen mitenkään.

## Kuinka käyttää mikrosiruaplikaattoria oikein:

